

## DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL

<b>SINÓNIMOS:</b>	Desinfectante de instrumental, Quiruger
<b>COMPOSICIÓN:</b>	Complejos de amonio de amonio cuaternario y aldehídos alifáticos.
<b>COLOR:</b>	Azul claro
<b>TEXTURA:</b>	Líquido de viscosidad media.
<b>CONTENIDO:</b>	1 galón.

Nuestro **Desinfectante de Instrumental** es muy efectivo frente a bacterias, hongos, esporas, virus y priones en un tiempo máximo de 20 minutos. Contiene agentes anticorrosivos que alargan la vida útil de su instrumentación necroquirúrgica.

<b>FORMAS DE APLICACIÓN:</b>
------------------------------

Ponga su instrumental necroquirúrgico en una bandeja plana de acero inoxidable o plástica (en su defecto). Vierta **Desinfectante de Instrumental** hasta cubrir completamente todos los instrumentos, deje actuar por 20 minutos y enjuague evitando al máximo lesionarse con instrumentos punzantes o con filo.