

ALMOHADILLAS ABSORBENTES

SINONIMOS:	Cojines antiflujo
COMPOSICIÓN:	Aldehídos alifáticos polimerizados, copolímeros absorbentes.
COLOR:	Blanco.
TEXTURA:	Sólido blanco cristalino
CONTENIDO:	1gr.

USO: Este producto ha sido diseñado para cadáveres con el fin de evitar el excesivo uso de algodón en el taponamiento del tracto digestivo y respiratorio, que se hace con el fin de evitar salida de fluidos cadavéricos o regurgitaciones.

Este cojín sirve como agente retenedor y neutralizador de fluidos que puedan salir por la boca, por lo cual se convierte en agente de bioseguridad y estética.

Al empaparse de cualquier fluido se forma un gel con amplio poder de encapsulamiento y retención de líquidos.

FORMAS DE APLICACIÓN:

Después de haber realizado el proceso de aspiración NAS, seque con una toalla desechable la boca, introduzca el cojín absorbente y suture normalmente.

PRECAUCIONES:

- Evite rasgar el cojín o manipular su contenido, puede ser irritante.
- Sólo para uso funerario.