

## CERA RESTAURADORA

<b>SINÓNIMOS:</b>	Cera plástica.
<b>COMPOSICIÓN:</b>	Polímeros naturales y sintéticos, pigmentos.
<b>COLOR:</b>	Neutro, rosa, café y café oscuro.
<b>TEXTURA:</b>	Pasta
<b>CONTENIDO:</b>	50 gr.

Este producto ha sido diseñado con polímeros de textura similar a la piel natural para dar a la zona a restaurar una apariencia de continuidad que evite ver lesiones cutáneas causantes de sufrimiento antes del fallecimiento. La adición de agentes antisépticos hace que la zona restaurada se conserve libre de descomposición.

Nuestro producto es único en el mercado, ya que se le han adicionado gomas naturales que evitan que el producto se quiebre y se caiga de la piel, como ocurre con otros productos comerciales no aptos para este tipo de uso.

<b>FORMAS DE APLICACIÓN:</b>
------------------------------

Limpie y seque la lesión. Con una espátula metálica, preferiblemente acanalada, tome la cantidad adecuada y fúndala haciendo uso de un mechero o encendedor. Vacíe la cera líquida sobre el orificio o lesión a restaurar y deje secar mientras moldea con los dedos. Evite quemaduras.